





## Cryo Cap




### Aplicação

1. Desaperte um lado da alça para queixo.
2. Coloque o capacete na parte de cima da cabeça e ajuste o fecho do velcro na parte frontal do capacete para um obter um ajuste confortável.
3. Com a alça para queixo presa em um lado, puxe-a para baixo e ao redor da parte frontal do queixo. Insira o outro lado da alça para queixo no laço ao redor da orelha e prenda o fecho do velcro (3a). O ponto central e mais largo da alça para queixo deve estar alinhado com o centro do queixo (3b). A alça para queixo não deve ser usada no pescoço (3c).




Este envoltório vem com camadas de isolamento para as orelhas e a testa. Para usar o isolamento do envoltório, dobre as camadas de espuma embaixo do trocador de calor, na(s) parte(s) desejada(s). Para usar o envoltório sem isolamento e proporcionar mais resfriamento para as orelhas e/ou testa, coloque a espuma na parte superior do trocador de calor, na(s) parte(s) desejada(s) (A).




### Montagem

1. Coloque a manga com o lado do zíper para cima em uma superfície plana e com a etiqueta GR voltada para você.
2. Coloque o trocador de calor em uma superfície plana, separado da manga externa, com o lado azul para baixo.


- Pegue as duas partes longas e superiores do trocador de calor e sobreponha-as (3a). Enquanto sobrepostas, insira o trocador de calor na manga deslizando as duas partes sobrepostas até o bolso central da manga (3b). O lado azul do trocador de calor deve tocar o lado azul da manga.



- Alimente o Conector ATX através da abertura do conector na lateral da manga. Dobre a aba de pescoço no bolso em frente ao conector.



- Sobreponha as 3 peças semelhantes a uma asa em um lado do trocador de calor (5a). Insira as peças semelhantes a asa no espaço para asa no lado correspondente da manga. As asas permanecerão sobrepostas no espaço fornecido (5b).



- Assim que as primeiras asas estiverem no lugar, feche esse lado da manga para manter o trocador de calor no lugar. Repita a etapa anterior no lado oposto do envoltório.
- Feche a manga completamente, certificando-se de que o trocador de calor esteja posicionado suavemente na manga sem torções ou dobras. Fixe o fecho de velcro para testa.
- Alimente uma extremidade da alça para queixo através do laço para orelha e prenda a aba na parte externa da alça para queixo.

#### Importante

Este envoltório deve ser usado com ajuste para baixa pressão. A pressão pode ser desligada, se desejado.

Leia este manual do usuário inteiro e o manual do usuário do sistema Game Ready, inclusive as indicações, contraindicações, cuidados e advertências, antes de usar este produto.

#### Contraindicações

A terapia de compressão com uso do sistema Game Ready ou qualquer dispositivo para terapia de compressão não deve ser usada em pacientes:

- Que estão em estágio agudo de flebite inflamatória na região afetada.
- Que tenham quaisquer sinais clínicos atuais sugestivos de trombose venosa profunda na região afetada.
- Que possuem arteriosclerose significativa ou outra doença isquêmica vascular na região afetada.
- Que tenham quaisquer fatores de risco significativos ou sinais clínicos atuais de embolia (por ex., embolia pulmonar, infarto cerebral, fibrilação atrial, endocardite, infarto do miocárdio ou embolia de placa ateromatosa).
- Que possuem uma condição onde o aumento do retorno venoso ou linfático não é desejado na extremidade afetada (por ex., carcinoma).
- Que possuem hipertonia descompensada na região afetada.

A crioterapia com uso do sistema Game Ready ou qualquer dispositivo de crioterapia não deve ser usada em pacientes:

- Que possuem debilitação vascular significativa na região afetada (por exemplo, de queimaduras de frio anteriores, diabetes, arteriosclerose ou isquemia).
- Que possuem discrasia hematológica que afeta trombose (por exemplo, hemoglobinúria fria paroxística, crioglobulinemia, anemia falciforme, aglutinina fria do soro).

#### Advertências

Siga as recomendações de tratamento do seu profissional de saúde quanto à duração e frequência de uso deste dispositivo.

A colocação inadequada ou o uso prolongado do sistema Game Ready pode resultar em danos ao tecido.

Durante a terapia, os pacientes devem monitorar a pele ao redor da região tratada e os dedos do membro tratado (se aplicável) para ver se há queimadura, coceira, aumento do inchaço ou dor. Se algum desses sinais estiver presente ou se ocorrer qualquer mudança na aparência da pele (como bolhas, aumento da vermelhidão, descoloração ou outra mudança perceptível da pele), os pacientes devem interromper o uso e consultar um médico.

Os envoltórios Game Ready não são estéreis; não colocar diretamente sobre feridas abertas, úlceras, erupções cutâneas, infecções ou pontos. O envoltório pode ser aplicado sobre a roupa ou curativo.

Os envoltórios Game Ready estão disponíveis em diversas configurações, mas não foram projetados para todos os usos fisiológicos possíveis. Por exemplo, o envoltório do tornozelo não foi projetado para uso nos dedos do pé e o envoltório das costas não foi projetado para uso na região abdominal.

A pressão arterial deve ser monitorada no início do resfriamento e no final da sessão de tratamento em pacientes com hipertensão.

Não usar continuamente por mais de 20 minutos por sessão de tratamento. Este envoltório é fornecido com camadas de isolamento que podem ser posicionadas como desejado para evitar o resfriamento excessivo das orelhas e/ou testa. Se sentir muito frio ou desconforto, use isolamento adicional onde necessário ou ajuste a temperatura da unidade de controle. Siga a recomendação do médico para o uso apropriado da camada isolante.

A terapia de compressão com o sistema Game Ready deve ser usada somente sob a supervisão de um profissional de saúde licenciado em pacientes:

- Que possuem uma ferida aberta na região afetada (a ferida deve estar fechada com um curativo antes do uso do Game Ready).
- Que possuem uma fratura aguda e instável (não tratada) na região afetada.
- Que são crianças com menos de 18 anos de idade ou pacientes com deficiência cognitiva ou barreiras de comunicação, quer seja temporária (devido a medicação) ou permanente.
- Que possuem insuficiência da função cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva (com o edema associado nas extremidades ou nos pulmões).
- Que tenham um problema de pele instável localizado (por ex., dermatite, ligadura da veia, gangrena, enxerto de pele recente).
- Que possuem erisipela ou outra infecção ativa na região afetada.

A crioterapia com o sistema Game Ready deve ser usada somente sob a supervisão de um profissional de saúde licenciado em pacientes:

- Que possuem doença de Raynaud ou hipersensibilidade ao frio (urticária fria).
- Que possuem hipertensão ou hipotensão arterial extrema.
- Que possuem diabetes.
- Que possuem circulação local comprometida ou deterioração neurológica (incluindo paralisia ou comprometimento localizado devido a procedimentos cirúrgicos múltiplos) na região afetada.
- Que tenham um problema de pele instável localizado (por ex., dermatite, ligadura da veia, gangrena, enxerto de pele recente).
- Que possuem artrite reumatoide na região afetada.

#### Observações

Aplique o envoltório de modo que fique uniformemente ajustado, garantindo que não haja dobras que possam impedir o fluxo da água.

Garanta que a mangueira de conexão esteja colocada para evitar que o envoltório dobre ou se torça no local de entrada da mangueira do envoltório.

#### Cuidados e Limpeza

Para os cuidados diários e para minimizar a formação de mofo, retire o trocador de calor da manga e limpe com uma toalha seca para retirar qualquer condensação que possa se formar. Vire a manga pelo avesso e pendure a manga e o trocador de calor para liberar o excesso de umidade.

Para cuidados prolongados, retire com cuidado o trocador de calor da manga e vire a manga pelo avesso. Lave a manga à mão ou na máquina, com água fria e detergente neutro ou sabão bactericida. Pendure a manga para secar. O trocador de calor deve ser limpo apenas com água morna e detergente neutro – não o lave na máquina nem coloque na secadora. Pendure o trocador de calor para secar.

Para uso em vários pacientes, um desinfetante como o Sterifab® pode ser usado de acordo com as instruções do fabricante no trocador de calor e/ou manga para minimizar a transferência de micróbios.

#### Vida útil média

A vida útil das mangas e do trocador de calor pode variar muito, dependendo da frequência de uso. Consulte o quadro abaixo para determinar quando substituir o produto.

#### Manga

Uso Leve (Pessoal)	12 meses
Uso Médio	6 meses
Uso Intensivo (Instalações Clínicas ou de treinamento)	3 meses

#### Trocador de Calor

Uso Leve (Pessoal)	24 meses
Uso Médio	18 meses
Uso Intensivo (Instalações Clínicas ou de treinamento)	12 meses

#### Informações da Garantia

Manga: Em caso de defeito de fabricação, a manga pode ser devolvida dentro de 7 dias após a compra.

Trocador de calor: 1 ano a partir da data da compra. Consulte o cartão de garantia incluso com o Trocador de Calor.

#### Entre em contato

Nos EUA, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente Game Ready pelo telefone 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100). Fora dos EUA, consulte [www.gameready.com](http://www.gameready.com) para encontrar as informações de contato do seu distribuidor local.

A lista das patentes atuais que fornecem informações sobre a tecnologia Game Ready pode ser encontrada em: [www.gameready.com/patents](http://www.gameready.com/patents).



Símbolo de “montado em” um país específico (XXXX).



Símbolo de “fabricado em” um país específico (XXXX).

 COOLSYSTEMS® INC.  
1800 Sutter Street, Suite 500  
Concord, CA 94520 USA  
1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100  
[www.gameready.com](http://www.gameready.com)



©2016 CoolSystems, Inc. All Rights Reserved.  
Game Ready Dual Action Wrap User Manual  
Cryo Cap PN 704260 Rev A

EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands