




Cryo Cap




Uygulama

1. Çene bandının bir tarafını açın.
2. Başlığı başın üstüne yerleştirin ve kanca ve halka kapatma kısmını başlığın ön kısmında rahatça oturacak şekilde ayarlayın.
3. Çene bandı bir tarafa tutturulmuş olarak aşağıya ve çenenin ön kısmının etrafından yönlendirin. Çene bandının diğer tarafını kulak halkasına yerleştirin ve kanca ve halka kapatma kısmını tutturun (3a). Çene bandının orta en geniş noktası çenenin ortasıyla hizalı olmalıdır (3b). Çene bandı boyunda yer almamalıdır (3c).




Bu Sargı, kulaklar ve alın için yalıtım tabakalarıyla gelir. Sargının yalıtımını kullanmak için sünger tabakaları istenen bölgede/bölgelerde Isı Değiştirici altına sıkıştırın. Sargıyı yalıtımsız kullanmak ve kulaklar ve/veya alın için daha fazla soğutma sağlamak üzere süngeri istenen bölgede/bölgelerde Isı Değiştiricinin üstüne koyun (A).




Montaj

1. Kılıfı fermuar tarafı yukarıda olacak ve GR arması size bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Isı Değiştiriciyi dış Kılıftan ayrı olarak mavi taraf aşağıda olacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.


3. Isı Değiştiricinin iki uzun, üst kısmını alıp birbiriyle örtüştürün (3a). Örtüşmüş durumdayken Isı Değiştiriciyi Kılıfa iki örtüşmüş parçayı Kılıfın orta cebi içine kaydırarak yerleştirin (3b). Isı Değiştiricinin mavî tarafı, Kılıfın mavî tarafına deęmelidir.



4. ATX Konektörünü Kılıfın yan tarafındaki konektör açıklığı içinden besleyin. Boyun kanadını konektörün karşısındaki cep içine sıkıştırın.



5. 3 kanat benzeri parçayı Isı Değiştiricinin bir tarafında örtüştürün (5a). Kanat benzeri parçaları Kılıfın karşılık gelen yan kanat boşluęuna yerleştirin. Kanatlar saęlanan boşlukta örtüşmüş olarak kalacaktır (5b).



6. İlk kanatlar yerleřtirildikten sonra, Isı Değiştiriciyi yerinde tutmak için Kılıfın o tarafında fermuarı kapatın. Önceki adımı Sargının karşı tarafı için tekrarlayın.
7. Isı Değiştiricinin Kılıf içinde herhangi bir katlantı veya kırışıklık olmadan düzgünce durduęundan emin olarak Kılıfın fermuarını tamamen kapatın. Kanca ve halka alın kapatma kısmını tutturun.
8. Çene bandının bir ucunu kulak halkası içinden besleyin ve çene bandının dış kısmında çıkıntıyı tutturun.

Önemli ⚠

Bu Sargının düşük basınçlı ayarda kullanılması amaçlanmıştır. Basınç istenirse kapatılabilir. Bu ürünü kullanmadan önce endikasyonlar, kontrendikasyonlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar dahil bu kullanıcı el kitabının tümünü ve Game Ready Sistemi kullanıcı el kitabını okuyun.

Kontrendikasyonlar

Game Ready Sistemi veya herhangi bir kompresyon tedavisi cihazı kullanılarak Kompresyon Tedavisi ařaęıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:

- Etkilenen bölgede enflamatuar flebitin akut evrelerinde olanlar.
- Etkilenen bölgede derin ven trombozu düşündüren herhangi bir mevcut klinik bulgusu olanlar.
- Etkilenen bölgede belirgin arteriyoskleroz veya başka vasküler iskemik hastalığı olanlar.
- Herhangi bir önemli risk faktörü veya mevcut emboli klinik bulguları (örn. pulmoner emboli, serebral enfarktüs, atriyal fibrilasyon, endokardit, miyokard enfarktüsü veya ateromatöz embolik plak) olanlar.
- Etkilenen bölgede artmış venöz veya lenfatik geri dönüşün istenmedięi bir durumu olanlar (örn. karsinom).
- Etkilenen bölgede dekompanse hipertoni olanlar.
- Game Ready Sistemi veya başka herhangi bir kriyoterapi cihazı kullanılarak kriyoterapi ařaęıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:
- Etkilenen bölgede önemli vasküler bozukluğu (örn. diyabet, arteriyoskleroz, iskemi veya daha önceki donma nedeniyle) olanlar.
- Trombozu etkileyen bilinen hematolojik diskrazileri (örn. paroksizmal soęuk hemoglobinüresi, kriyoglobulinemi, orak hücreli anemi, serum soęuk aglutininleri) olanlar.

Uyarılar

Bu cihazın kullanma süresi ve sıklığı için saęlık bakımı uygulayıcınızın tedavi önerilerini izleyin.

Game Ready Sisteminin uygun olmayan şekilde yerleřtirilmesi veya uzun süre kullanımı doku hasarına yol açabilir.

Tedavinin seyri sırasında hastalar tedavi edilen bölgeyi çevreleyen cildi ve tedavi edilen uzvun parmaklarını (geçerliyse) herhangi bir yanma, kaşıntı, artmış şiřlik veya ağrı açısından izlemelidir. Bu bulgulardan herhangi biri mevcutsa veya cilt görünümünde herhangi bir deęişiklik olursa (veziküller, artmış kızarıklık, renk deęişikliği veya dięer farkedilebilir cilt deęişiklikleri gibi) hastaların tedavi kullanımını kesip bir doktora başvurmaları önerilir.

Game Ready Sargıları steril deęildir; doęrudan açık yaralar, ağrılı yaralar, döküntüler, enfeksiyonlar veya dikiřler üzerine yerleřtirmeyin. Sargı, giysiler veya pansuman üzerine uygulanabilir.

Game Ready Sargıları çok sayıda konfigürasyonda saęlanmaktadır ama tüm olası fizyolojik kullanımlarda kullanılmaları amaçlanmamıştır. Örneęin, Ayak Bileęi Sargısı ayak parmaklarında kullanılmak ve Bel Sargısı abdominal bölgede kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Hipertansiyonlu hastalarda soęutmanın bařlangıcında ve tedavi seansının sonunda kan basıncı izlenmelidir

Tedavi seansı başına 20 dakikadan fazla sürekli olarak kullanılmamalıdır. Bu Sargı, kulakların ve/veya alının aşırı soęumasını önlemek amacıyla istenilen şekilde konumlandırılabilen yalıtım tabakaları ile saęlanır. Aşırı soęuk veya rahatsızlık hissederseniz gereken yerde ilave yalıtım kullanın veya kontrol ünitesinin sıcaklığını ayarlayın.

Yalıtım tabakasının uygun kullanımı için doktorun önerilerini izleyin.

Game Ready Sistemiyle Kompresyon Tedavisi ařaęıdaki hastalarda sadece lisanslı bir saęlık bakımı uygulayıcısının gözetimi altında kullanılmalıdır:

- Etkilenen bölgede açık bir yarası olanlar (yaranın Game Ready kullanımı öncesinde pansumanı yapılmış olmalıdır).
- Etkilenen bölgede stabil olmayan (tedavi edilmemiş) ve akut bir kırığı olanlar.
- 18 yařından küçük olan çocuklar veya geçici (ilaçlara baęlı) veya kalıcı olarak kognitif bozuklukları veya iletiřime engelleri olan hastalar.
- Kalp yetmezlięi veya konjestif kalp yetmezlięi (ekstremiteler veya akcięerlerde iliřkili ödemle birlikte) olanlar.
- Lokalize stabil olmayan bir cilt durumu olan (örn. dermatit, ven ligasyonu, kangren veya yakın zamanlı cilt grefti) olanlar.
- Etkilenen bölgede erisipel veya dięer aktif enfeksiyonu olanlar.
- Game Ready Sistemi ile kriyoterapi ařaęıdaki hastalarda sadece lisanslı bir saęlık bakımı uygulayıcısının gözetimi altında kullanılmalıdır:
- Raynaud hastalığı veya soęuk aşırı duyarlılığı (soęuk ürtikeri) olanlar.
- Hipertansiyon veya aşırı düşük kan basıncı olanlar.
- Diyabeti olanlar.
- Etkilenen bölgede bozulmuş yerel dolařım veya nörolojik bozukluğu olanlar (çok sayıda cerrahi işlem nedeniyle lokalize bozukluk veya felç dahil).
- Lokalize stabil olmayan bir cilt durumu olan (örn. dermatit, ven ligasyonu, kangren veya yakın zamanlı cilt grefti) olanlar.
- Etkilenen bölgede romatoid artriti olanlar.

Notlar

Sargıyı su akıřını engelleyebilecek herhangi bir bükülme olmamasını saęlayarak eřit şekilde sıkı bir oturmayla sarın. Konektör hortumunun Sargı hortum giriř konumunda katlanmasını önleyecek şekilde yerleřtirilmesini saęlayın.

Bakım ve Temizlik

Günlük bakım ve küf oluşumunu en aza indirmek üzere Isı Değiştiriciyi Kılıfından çıkarıp oluşabilecek herhangi bir kondansasyonu gidermek üzere kuru havluyla silin. Kılıfı içini dışına çevirin ve hem Kılıf hem Isı Değiştiriciyi fazla nemi serbest bırakmak üzere asın.

Uzun süreli bakım için Isı Değiştiriciyi Kılıftan dikkatle çıkarın ve Kılıfı ters çevirin. Kılıfı soęuk suda ve yumuřak deterjan veya antibakteriyel sabunla makineyle veya elle yıkayın. Asarak kurutun. Isı Değiştiriciyi sadece ılık su ve hafif deterjanla silin ve makinede yıkamayın veya bir kurutucuya yerleřtirmeyin. Asarak kurutun. Birden fazla hastada kullanım için Isı Değiştirici ve/veya Kılıfta mikrop transferini azaltmak üzere üreticinin talimatına göre Sterifab® kullanılabilir.

Ortalama Ömür Beklentisi

Kılıfların ve Isı Değiştiricilerin ömür beklentisi kullanım sıklığına göre büyük ölçüde deęiřecektir. Lütfen ürünün ne zaman deęiřtirilmesi gerektiğini belirlemek için ařaęıdaki tabloya başvurun.

Kılıf

| | |
|---|-------|
| Hafif Kullanım (Kiřisel) | 12 ay |
| Orta Kullanım | 6 ay |
| Aęır Kullanım (Klinik veya eęitim tesisi) | 3 ay |

Isı Değiştirici

| | |
|---|-------|
| Hafif Kullanım (Kiřisel) | 24 ay |
| Orta Kullanım | 18 ay |
| Aęır Kullanım (Klinik veya eęitim tesisi) | 12 ay |

Garanti Bilgisi

Kılıf: Üretici hatası durumunda Kılıf satın alındıktan sonraki 7 gün içinde iade edilebilir.

Isı deęiřtirici: Satın aldıktan sonra 1 yıl. Isı Deęiřtiriciyle gelen garanti kartına bakınız.

Bizimle İrtibat Kurun

ABD'de řu numaradan Game Ready Müřteri Hizmetlerini arayın: 1.888.426.3732 (+1.510.868.2100). ABD dışından lütfen yerel distribütörünüzün irtibat bilgilerini bulmak için www.gameready.com sitesine başvurun

Game Ready teknolojisini kapsayan mevcut patentin/patentlerin bir listesi şurada bulunabilir: www.gameready.com/patents.



Belirli bir ülkede "monte edilme" sembolü (XXXX).

Belirli bir ülkede "üretilme" sembolü (XXXX).

 COOLSYSTEMS® INC.
1800 Sutter Street, Suite 500
Concord, CA 94520 USA
1.888.GAMEREADY +1.510.868.2100
www.gameready.com



©2016 CoolSystems, Inc. All Rights Reserved.
Game Ready Dual Action Wrap User Manual
Cryo Cap PN 704262 Rev A

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands